

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF710-3

Visual Grading for the Wesson Method



- Clasificación visual de aceites y grasas
- Aprobado por la Sociedad Americana de Químicos del Aceite (AOCS)
- Mide de conformidad con el método AOCS oficial Cc 13b-45

Referencia No: 107103

Colorímetro visual para el método oficial de la AOCS Cc 13b-45, el método Wesson

El AF 710 es un instrumento desarrollado para el uso optimizado de los filtros de vidrio de Lovibond® para expresar colores conforme a la escala de color AOCS-Tintometer®. La escala de color AOCS-Tintometer® es una versión especial de rojos y amarillos de la escala RYBN de Lovibond®, que utiliza la escala de rojos de AOCS-Tintometer® (no es la misma que la escala de rojos estándar de Lovibond®). El AF 710-3 aloja los tubos de muestras de vidrio especiales de base plana que se especifican en el método Cc 13b-45 de AOCS, marcados para indicar una columna de aceite de ½", 1" y 5¼".

Estándares reconocidos a nivel internacional

El AF 710-3 de Lovibond® es un instrumento visual certificado por la Sociedad Americana de Químicos del Aceite para la medición del color de aceites y grasas.

Determinación del color sencilla

Puede medir fácilmente el color de una muestra comparando la luz que atraviesa una columna de aceite con la luz que atraviesa una serie de vidrios rojos y amarillos calibrados de conformidad con la escala de color AOCS-Tintometer®. Los vidrios se cambian hasta que se encuentre una coincidencia de color con la luz que atraviesa el aceite. Puede expresar este color en unidades de rojo y amarillo.

Sin exceso de luz ambiental

El soporte para el tubo evita que la luz entre por los lados del tubo. Aloja dos tubos, uno con una muestra y otro que transmite la misma cantidad de luz al vidrio de color.

Industria

Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria química |
Otras industrias

Aplicaciones

Aceites de petróleo y ceras | Aceites y grasas comestibles |
Productos para el hogar

AF710-3

El AF710-3 es un instrumento visual que ha sido certificado por la Sociedad Americana de Químicos del Aceite (AOCS) para la evaluación del color de aceites y grasas de conformidad con el método AOCS oficial Cc 13b-45, el método Wesson.

Datos técnicos

Applicable Standard	AOCS Cc 8d-55 AOCS Cc 13b-45 AOCS Cc 13j-97
Colour Type	Transparent
Alimentación eléctrica	230 V / 50-60 Hz or 115 V / 50-60 Hz
Portabilidad	Benchtop
Pantalla táctil	No

Volumen de suministro

El AF 710-3 está equipado con un juego completo de vidrios de color AOCS-Tintometer, dos tubos de muestras y un filtro de vidrio calibrado para análisis de conformidad regulares.

Accesorios

Título	Referencia No
Bastidor AF70-3 AOCS	109080
Dispositivo colector	114199
Porcelana para AOCS	115600
Lámpara 12 V 20 W	122340

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies