

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Incubadora para Dipslide DI10, capacidad para 12 dipslides

Para un crecimiento bacteriano controlado



Para poder comparar los resultados de las Dipslides y otras pruebas microbiológicas como el kit de prueba de coliformes / E-coli de una semana a otra, el tiempo y la temperatura de incubación deben ser los mismos cada vez que se realice la prueba. Esto garantiza que el crecimiento bacteriano esté siempre controlado y sea uniforme. La incubadora DI10 es, por tanto, un paso importante y necesario en el análisis de la actividad microbiológica en el agua. La incubadora Lovibond® DI 10 permite una incubación fiable in situ, en el laboratorio o incluso cuando se viaja en coche. Para la incubación de Dipslide, recomendamos adquirir el soporte para Dipslide. Este soporte ofrece una base segura para 12 portaobjetos en el DI10 durante el periodo de incubación.

- Diseño robusto
- Con capacidad de hasta 12 cultivos laminares o 10 placas de Petri
- Excepcional estabilidad de temperatura
- Posibilidad de funcionamiento en el coche

Referencia No: 56B000701

### Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria |  
Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química |  
Otras industrias

### Datos técnicos

<b>Display</b>	1 LCD de 16 bits con retroiluminación
<b>Alimentación eléctrica</b>	12 V 110 V 240 V
<b>Medidas</b>	246 x 215 x 162 mm

# Volumen de suministro

- DI 10
- Fuente de alimentación
- Juego de cables de alimentación (UK, EU & USA)
- Cable de mechero y 8 adaptadores de enchufe
- Manual de instrucciones

## Accesorios

Título	Referencia No
Juego de cables de alimentación	136300
Fuente de alimentación, 12 V / 48 W	19803550

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies